



动物病毒DNA/RNA快速提取试剂盒 现已全面升级

本试剂盒是天隆科技基于磁珠法核酸提取原理，专为动物疫病病毒提取而最新研发。该试剂盒继承了天隆核酸提取试剂提取高效、操作便捷等优势，性能全面提升，可从鼻咽拭子、环境样本等样本中高效提取非洲猪瘟、猪蓝耳等病毒DNA/RNA，助力动物疫病防控。

操作省力

加样孔有色标记，免加PK，只需一步加样，即可置于仪器内提取

提取快速


仅需10分钟，即可获得高质量核酸

体系升级

高达400 μ L样本量，提升弱阳性样本核酸富集及检出率

效期更长

室温保存，有效期长达18个月



样本采集及处理



核酸提取



荧光PCR检测



报告出具




图1: 不同浓度阳性样本的检测CT均值 (使用不同厂家提取试剂, 相同厂家的PCR仪+PCR试剂)

试剂相关信息

	T050	T051	T052	T053
规格	64T/盒 (预封装) 16T/板×4 板	40T/盒 (预封装) 10T/板×4 板	20T/盒 (预封装) 5T/板×4 板	480T/盒 (预封装) 16T/板×30 板
适用样本	鼻咽拭子、环境样本等			
适用设备	天隆 GeneRotex96、NP968 系列核酸提取仪及同类型仪器			
精密度	变异系数 CV≤5%			
储存条件	室温保存, 有效期18个月			

西安天隆科技有限公司

地址: 西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号
电话: +86-29-8221 8051
传真: +86-29-8221 6680
网址: [http:// www.medtl.com](http://www.medtl.com)

苏州天隆生物科技有限公司

地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区7栋5层
电话: +86-512-6252 7726
传真: +86-512-6295 6337
网址: [http:// www.medtl.cn](http://www.medtl.cn)

