

核酸提取或纯化试剂 (qEx-DNA/RNA病毒)

加样有色指示 提取  分快速

专为新冠病毒核酸提取而研发



产品优势

提取快速

10分钟左右即可完成
1-96个样本的核酸提取

操作便捷

加样孔有色标记
助力快速精准加样

兼容性高

可适配天隆系列全自动
核酸提取仪及同类仪器

高效提取

100 copies/mL病毒载量
样本轻松提取

操作简便

所有试剂预封装
无蛋白酶K
仅需一步加样

规格多样


含64T/盒、480T/盒、1792T/箱等多种规格
全面满足不同场景检测需求

试剂相关信息

| | | | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------|
| 产品名称 | 核酸提取或纯化试剂 | | |
| 型号 | qEx-DNA/RNA病毒 | | |
| 产品代码 | T183 | T335 | T387 |
| 规格 | 64T/盒（预封装） 16T/板*4板 | 480T/盒（预封装） 16T/板*30板 | 1792T/箱（预封装） 16T/板*112板 |
| 适用样本 | 拭子洗液等 | | |
| 推荐上样量 | 200μL | | |
| 精密度 | 变异系数 CV≤5% | | |
| 适用仪器 | 兼容天隆 GeneRotex 96、NP968 系列核酸提取仪、PANA9600S 全自动核酸工作站 | | |
| 保存条件及有效期 | 室温保存，有效期1年 | | |

天隆分子诊断整体解决方案

天隆方案涵盖自主研发的样本采集、核酸提取、核酸检测系列设备及试剂,可实现病原体的快速检测,助力疫情防控。



样本采集



核酸提取



荧光PCR检测



报告出具

西安天隆科技有限公司

地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号

电话：+86-29-8221 8051

传真：+86-29-8221 6680

网址：http:// www.medtl.com

苏州天隆生物科技有限公司

地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区7栋5层

电话：+86-512-6252 7726

传真：+86-512-6295 6337

网址：http:// www.medtl.cn

